


Exame n.º :780863

CPF :028.093.481-54
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :01/10/1986
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/11/2025

Paciente :Eldoson Iuripe Rodrigues Paresi
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 39 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BBACE8AB504FDC7F05AD5473E0A843EF

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Eldoson Iuripe Rodrigues Paresi

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	Eldoson Iuripe Rodrigues Paresi		ID1	780863	Sexo	Masculino	Idade	39,1	Peso (kg)	81,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	01/10/1986	--	BMI (kg/m2)	29,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

14:41



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	2,71	4,05	67	
FEV1	L	2,36	3,35	70	
FEV1/FVC%	%	87,0	82,8	105	
FEV1/Vcmax%	%	87,0	82,8	105	



Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,0% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,71 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____