


Exame n.º :783797

CPF :711.361.881-26
CNPJ :53.193.433/0001-77
Nascimento :23/05/1977
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :Gesner Pierre
Razão :CONCREMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Idade : 48 anos
Setor :PRODUCAO
Função :PRODUCAO DE PRE MOLDADO

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	35	27


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :369F24E6032D6C373450EB6138F7EBC8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gesner Pierre

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 783797
Primeiro Nome: GESNER PIERRE
Sobrenome:
Data: 10/12/2025

Data de nascimento: 23/05/1977
Sexo: Macho
Peso (kg): 70.0
Altura (cm): 160.0



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.63	2.03	56.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.63	2.03	56.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.91	6.63	83.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.20	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.74	4.54	121.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.87	6.58	95.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.23	5.23	123.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.59	2.67	168.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	474.6	397.7	83.8

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 10/12/2025